

Hemilead®

By SMDW

**Het ideale eenzijdige
hefboomaandrijving
voor hemiplegische
patiënten**



Hemilead®

Teneinde de hemiplegische patiënten meer mobiliteit te geven, heeft SMDW Hemilead® ontwikkeld; een hefboomaandrijving met een eenzijdig *dubbel effect* aandrijving.



HET DUBBEL EFFECT

Gemakkelijker en doeltreffender



Het dubbel effect:

- ✓heen en weer bewegingen doet de rolstoel vooruitrijden voor een optimale doeltreffendheid

Besturen is heel simpel:


- ✓Vooruit en achterwaarts bewegen, remmen en draaien gebeurt met één enkel hand

Betrouwbaar systeem:

- ✓Eén enkel *hydraulisch* handvat voor het remmen en het veranderen van richting

Beweging:

- ✓De eenvoudige heen en weer bewegingen van de arm en de constante kracht die hiervoor gebruikt wordt, is perfect geschikt voor personen met beperkte bewegingsvrijheid of kracht



Meer comfort en hanteerbaarheid



Afmetingen en opberging:

- ✓De aangepaste rolstoel wordt hierdoor niet breder en plooit even snel ineen

Hanteerbaarheid:

- ✓Kan zowel met kleine als met grote wielen gemonteerd worden
- ✓Zeer korte draaicirkel

Comfort:

- ✓Gunstige rijkhouding
- ✓Snelheid en gebruikte kracht kunnen gemakkelijk geregeld worden
- ✓Esthetische en discrete aanpassing
- ✓Het systeem kan gemonteerd worden op verschillende modellen (enkel op aanvraag)



Hemilead® zal op een voordelige manier de plaats innemen van de moeilijk te hanteren dubbele hoepels en het weinig ergonomisch neergehaalde zitvlak.

Dit systeem is conform met de EG richtlijnen en goedgekeurd door CERAH. (Centre d'Études et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés) in Frankrijk.



Photo P. Wuyts

Voor meer inlichtingen:

Uw verkoper:

www.smdw.be

s.p.r.l. **SMDW** b.v.b.a.
Rue Romanie Van Dijk straat, 19
1070 Brussels
Tél. : 32 (2) 520 19 48
Fax : 32 (2) 520 32 28



Hemilead® 

2 Jaar
garantie